



110026010H
691.200200.02

Pot droit 220ml Polystyrène naturel Aseptique Bouchon Blanc

Caractéristiques

Référence	PC220B
Matière Pot	Polystyrène cristal - transparent
Matière Bouchon	Polyéthylène haute densité couleur blanc
Hauteur totale avec bouchon	96.5 mm
Diamètre extérieur Pot	58 mm
Diamètre extérieur Bouchon	66 mm
Capacité maximum	175 ml
Température d'utilisation	-40°C à +85°C
Résistance physique	Fragile

Conditionnement

Nombre de pots / carton	300
-------------------------	-----

Qualité

Biocharge	/
Qualité sanitaire	Aseptique
Traçabilité	Etiquette code-barres, lot de fabrication
Conformité aux normes :	Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
	Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
	Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004

PRECAUTION

USAGE UNIQUE