

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

FICHE TECHNIQUE

Réf. ST62

•DESIGNATION

- Papier filtre qualitatif très rapide
- Matière: 100% cellulose

•APPLICATIONS

- Travaux généraux
- Centres hospitaliers
- Laboratoires de recherche
- Etablissement scolaires
- Industries chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, œnologiques et alimentaires, ...

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	73	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,17	mm	
Vitesse de filtration	22	sec.	DIN 53137
		sec.	Herzberg
Rétention	17-30	µm	
Résistance à l'éclatement	>125	kPa	
Taux de cendres	0,06	%	DIN 53138