
XS Sensor Micro

S7

Codice: 32200213



SCHEMA TECNICA

Normative applicate

Normative

Dir 2011 / 65 / EU, Dir 2015 / 863 / EU

Prestazioni

Range di misura pH (valore max)	14
Range di misura pH (valore min)	0
Range di misura Temperatura (valore max)	100 °C
Range di misura Temperatura (valore min)	0 °C

Caratteristiche

Applicazione	Per piccoli volumi di campioni < 2ml
Connessione	Testa a vite S7
Diaframma	Ceramico
Elettrolita	KCl 3M
Materiale corpo	Vetro
Sistema di riferimento	Ag / AgCl incapsulato

Dimensioni e Peso

Diametro corpo	12 mm / 3 mm (punta)
Lunghezza corpo	120 mm / 60 mm
