

# Électrode pH spécifique

Pour mesures de surfaces

## HI1413B

Référence	HI1413B
Description	Électrode pH combinée
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Ouverte
Électrolyte	Gel viscolène
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 12 pH -5 à 50 °C
Embout	Plat
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Surfaces, peau, cuir, papier, émulsions
Température d'utilisation recommandé	20 à 40 °C

